

利用したJAEA知財

特許第7197867号「減圧ろ過装置」

- 「ろ過鐘」を用いないから、真空ポンプの接続、装置の組立て不要
- 小型で操作しやすく実験室への導入が容易

製造販売元:(株)藤原製作所

### 「ろかすま」と「ろかすまツイン」

- 繰返し行う化学分析に最適
- 真空ホースの取外し不要で装置に安定感(図1)
- 重量物の操作なし
- フィルターの交換も容易
- ピペットシステムやロボットと組み合わせれば、自動化も可能
- 「ろかすまツイン」なら、2つのサンプルを同時に減圧ろ過可能(図2)



図1

専用ロートとビーカを  
2個セット可能！



ろかすま



図2

ろかすまツイン